



实验室液氮罐



液氮罐参数

型号	YDS-30-125	YDS-35-125	YDS-47-127	YDS-50-125	YDS-65-216	YDS-95-216	YDS-115-216
容积 (L)	31.50	35.20	48.50	52.10	65.20	95.30	115.50
口径 (mm)	125	125	127	125	216	216	216
外径 (mm)	440	440	516	516	680	680	680
总高 (mm)	710	710	790	790	715	775	835
静态蒸发率 (L/d)	0.35	0.35	0.42	0.45	0.89	0.91	0.92
静态液氮保存期 (d)	90	100	115	115	73	105	126

最大储存容量

冻存架数量	6/7	6/7	6/7	6/7	6/7	6/7	6/7
2.0ml冻存管数量(100格冻存盒)	---	---	---	---	2400/2800	3000/3500	3600/4200
2.0ml冻存管数量(25格冻存盒)	600/700	750/875	750/875	900/1050	---	---	---
冻存架层数	4	5	5	6	4	5	6

型号	YDS-130-216	YDS-145-216	YDS-160-216	YDS-175-216	YDS-190-216	YDS-210-216	YDS-230-216
容积 (L)	130.50	145.50	160.50	175.50	192.50	209.50	226.50
口径 (mm)	216	216	216	216	216	216	216
外径 (mm)	680	680	680	680	680	680	680
总高 (mm)	895	955	1015	1075	1135	1185	1240
静态蒸发率 (L/d)	0.93	0.94	0.95	0.95	0.96	0.97	0.98
静态液氮保存期 (d)	140	155	169	185	201	216	231

最大储存容量

冻存架数量	6/7	6/7	6/7	6/7	6/7	6/7	6/7
2.0ml冻存管数量(100格冻存盒)	4200/4900	4800/5600	5400/6300	6000/7000	6600/7700	7200/8400	7800/9100
2.0ml冻存管数量(25格冻存盒)	---	---	---	---	---	---	---
冻存架层数	7	8	9	10	11	12	13